

过氧化氢酶(CAT)检测试剂盒(钼酸铵微板法)

产品简介：

过氧化氢酶(Catalase, CAT)又称触酶，是一类以铁卟啉为辅基的结合酶，由四个相同亚单位组成的四聚体酶，共含 4 分子的亚铁血红素作为辅基，分子量约为 24KD，CAT 能将细胞代谢产生的毒性物质过氧化氢迅速清除，可与 GSH-Px 共同保护巯基酶、膜蛋白、过氧化氢解离。

Leagene 过氧化氢酶(CAT)检测试剂盒(钼酸铵微板法)其检测原理是血清或血浆等样本在最佳酶反应条件下，反应后剩余的 H₂O₂与钼酸铵形成稳定的黄色复合物，其黄色深浅与酶活性成反比，通过酶标仪测定 405nm 处吸光度，该酶的检测对于研究自由基代谢平衡、抗衰老和肿瘤发病机制具有一定的价值，100T 试剂盒可检测 46~50 个样本。该试剂盒仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

名称	编号	TE0740 100T	Storage
试剂(A): H ₂ O ₂ 基液	2×1ml	4°C 避光	
试剂(B): CAT Assay Buffer	100ml	RT	
试剂(C): 钼酸铵试剂	1g	RT	
使用说明书	1 份		

自备材料：

- 蒸馏水、生理盐水
- 研钵或匀浆器、离心管、离心机、水浴锅或恒温箱、酶标仪、96 孔板

操作步骤(仅供参考)：

- 配制 65mM H₂O₂ 基液：本试剂盒提供的 H₂O₂ 基液中的 H₂O₂ 浓度约为 1M，由于过氧化氢不是非常稳定，使用前需自行测定过氧化氢的实际浓度，把浓度约为 1M 的 H₂O₂ 基液用本 CAT Assay Buffer 稀释 100 倍，使 H₂O₂ 基液中的 H₂O₂ 浓度约为 10mM；分光光度计测定 A₂₄₀(一般情况下新配制的 10mM H₂O₂ 基液 A₂₄₀ 在 0.4~0.45 左右，经过 3 个月以后 A₂₄₀ 在 0.35~0.4 左右)，H₂O₂ 浓度(mM)=22.94×A₂₄₀，进而计算出本试剂盒提供的 H₂O₂ 基液中的 H₂O₂ 的实际浓度，然后再根据实际的过氧化氢浓度，配制 65mM H₂O₂ 基液。
- 配置 MO 显色液：称取 0.4g 钼酸铵试剂加入到 10ml 蒸馏水中，充分溶解即成，MO

显色液易出现乳白色样物质，应弃用，尽量现用现配，该试剂盒提供的钼酸铵试剂为过量。

3、准备样品：

①细胞或组织样品：取恰当细胞或组织进行裂解，可以采用 RIPA 裂解液，如有必要可进行适当匀浆，低速离心取上清，-20°C冻存，用于 CAT 的检测。

②血浆、血清和尿液样品：血浆、血清按照常规方法制备，用生理盐水 10 倍稀释后，可以直接用于本试剂盒的测定，尿液通常也可以直接测定，不能及时检测可-20°C冻存。

③全血样品：收集适量的全血至一抗凝管内，颠倒混匀，取全血冻融一次，用 CAT Assay Buffer 1000 倍后进行 CAT 检测。

④血液中的红细胞裂解液：用抗凝管收集血液，颠倒混匀，取至少 500μl 全血 4°C 3000g 离心 5min，弃上清，沉淀用预冷的生理盐水洗涤 3 次，用约 5 倍细胞体积的预冷的去离子水，例如 Milli-Q 纯水，重悬细胞沉淀，冰浴 10min；使用前用 CAT Assay Buffer 稀释 400 倍后进行 CAT 检测。

⑤植物样品：准确称取植物材料(果肉或者去叶脉的叶片)0.5g，剪碎，置于 4°C 预冷的研钵或匀浆器中，加入预冷提取液 1ml，低温研磨至匀浆后转移至离心管，用 3ml 提取液冲洗研钵或匀浆器并转入离心管，加提取液至总体积为 5ml；4°C 10000r/min 离心 20min，上清液为酶提取液，上清液可用于 CAT 的检测。

⑥高活性样品：如果样品中含有较高活性的 CAT，可以使用 CAT Assay Buffer 稀释。

⑦(选做)样品准备完毕后可以用 BCA 蛋白浓度测定试剂盒测定蛋白浓度，以便于后续计算单位蛋白重量组织或细胞内的 CAT 含量。

4、CAT 加样：按照下表设置空白管、自身对照管、测定管，溶液应按照顺序依次加入，并注意避免产生气泡；如果样品中的酶活性过高，可以减少样品用量或适当稀释后再进行测定，样品的测定最好能设置平行管。

加入物(μl)	空白管	自身对照管	测定管
CAT Assay Buffer	10	—	—
待测样品	—	—	10
65mM H ₂ O ₂ 基液(37°C预温 5min)	100	100	100
立即混匀，置于 37°C水浴，准确孵育。			
待测样品	—	10	—
MO 显色液	100	100	100

5、CAT 测定：蒸馏水调零，酶标仪测定 405nm 处吸光度，读取各管吸光度(分别记为 A_{空白}、A_{自身对照}、A_{测定})。如果有条件，尽量采用分光光度计测定，以便结果更为准确。

计算：

CAT 活性单位的定义：在 37°C 1min 催化水解 1μmol 过氧化氢量为一个 CAT 酶活力单位，根据酶活性定义，计算出样品中的 CAT 活性。

血清、血浆、尿液中 CAT 活力计算公式：

$$\text{血清样品 CAT 活力(U/ml)} = \{(A_{\text{自身对照}} - A_{\text{测定}})/A_{\text{空白}}\} \times 650 \times N$$

组织、细胞中 CAT 活力计算公式：

$$\text{组织样品 CAT 活力(U/mg)} = \{(A_{\text{自身对照}} - A_{\text{测定}})/A_{\text{空白}}\} \times 650 / \text{待测样品血红蛋白浓度(mg/ml)}$$

式中： $A_{\text{自身对照}}$ =自身对照的吸光度

$A_{\text{测定}}$ =待测样品的吸光度

$A_{\text{空白}}$ =空白的吸光度

N=待测样品检测前的稀释倍数

植物组织中 CAT 活力计算公式：

$$\text{植物样品 CAT 活力(U/g)} = \{(A_{\text{自身对照}} - A_{\text{测定}})/A_{\text{空白}}\} \times 650 \times N \times V/m$$

式中： $A_{\text{自身对照}}$ =自身对照的吸光度

$A_{\text{测定}}$ =待测样品的吸光度

$A_{\text{空白}}$ =空白的吸光度

N=待测样品检测前的稀释倍数

V=提取液总体积(ml)

m=植物样品的质量(g)=0.5

注意事项：

- 1、该试剂盒亦可用分光光度计进行测定，但检测的样本数相应减少，如果有条件尽量采用分光光度计测定。
- 2、待测样品中不应含有 CAT 抑制剂，同时需避免反复冻融。
- 3、CAT Assay Buffer 如果出现浑浊或絮状物，应弃用。
- 4、MO 显色液配置后可 4°C 稳定两周，如果出现乳白色物质应弃用，最好现用现配。
- 5、对于植物样品研磨处理应迅速，以免 CAT 酶活下降，同时尽量置于冰浴状态处理；另外本法不推荐用于植物样本 CAT 的检测，最好采用过氧化氢酶(CAT)检测试剂盒(紫外比色法)。
- 6、完整的红细胞以及未稀释的溶血液中的过氧化氢酶置于 4°C 1 周仍然较稳定，稀释后的溶血液中 CAT 容易失活。
- 7、尽量避免冰冻样品造成溶血，否则过氧化氢酶活性会下降 10~15%。
- 8、血清样品室温下 3 天内活性下降 64.7%，4°C 条件下下降 10.5%，-20°C 保存 30 天活性仅下降 3.5%，因此待测样品均应-20°C 或-70°C 保存。



Beijing Leagene Biotechnology Co., Ltd.

9、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

10、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：12 个月有效；低温运输，按要求保存。

www.leagene.com