

淀粉水解试验试剂

产品简介:

细菌的生化试验(也称生化反应)是指由于不同细菌具有各自的酶系统,对底物的分解能力不同,由此产生的代谢产物也不同,通过生物化学的方法测定这些代谢产物的过程,生化试验主要包括碳水化合物的生化试验、氨基酸和蛋白质的代谢试验、碳源和氮源的利用试验、酶类的代谢试验等,不同的细菌对蛋白质的分解能力不同,一般先由胞外酶把蛋白质分解为短肽或氨基酸,侵入细菌体内后由胞内酶把肽类分解为氨基酸。

Leagene 淀粉水解试验试剂基本原理是微生物如能产生淀粉酶(胞外酶),可将培养基中的淀粉水解为麦芽糖、葡萄糖等,再被细胞吸收利用,淀粉水解后遇碘不再变蓝,依此判断某些细菌有无分解淀粉的能力。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号		
	DM0048	DH0048	Storage
淀粉水解试验试剂	10ml	50ml	RT 避光
使用说明书	1份		

自备材料:

- 1、淀粉培养基
- 2、接种环、恒温培养箱

操作步骤(仅供参考):

- 1、将待检细菌接种于淀粉培养基平板,置于恒温培养箱 37°C培养 2~3 天。
- 2、打开培养皿,滴加淀粉水解试验试剂,轻轻摇动培养皿使碘液均匀铺满整个培养皿。
- 3、观察菌落周围是否出现无色透明圈以及透明圈大小,透明圈越大说明细菌对淀粉水解能力越大。

染色结果:

有无色透明圈	阳性
无变化	阴性

注意事项:

- 1、培养细菌时,注意避免交叉污染。
- 2、试剂注意密闭保存,一旦开封,保质期就会大大缩短。

- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 4、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：12个月有效。

相关产品：

产品编号	产品名称
CZ0061	台氏液(Tyrodé's Solution)
DC0032	Masson 三色染色液
DM0007	瑞氏-姬姆萨复合染色液
DM0015	标准革兰氏染色液
DM0080	乳酸酚棉蓝染色液
NR0001	DEPC 处理水(0.1%)
PT0001	BCA 蛋白定量试剂盒
TO1013	丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)