

番红 O 乙醇溶液(0.5%)

产品简介:

番红 O 是一种结合多阴离子的阳离子染料,嗜碱性的软骨与碱性染料番红 O 结合呈现红色,它常与固绿合用用于显示软骨,是基于阳离子染料粘多糖中阴离子集团的结合,嗜酸性的骨和酸性染料固绿结合而呈绿色或蓝色,与呈现红色的软骨对比鲜明,从而将软骨组织与骨组织区分开,亦可用于植物标本、肥大细胞的染色等,番红 O 乙醇溶液又称番红酒溶液。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	
	DM0067	Storage
番红 O 乙醇溶液(0.5%)	100ml	RT
使用说明书	1分	

操作步骤(仅供参考):

- 按实验具体要求进行操作。
- 单独使用一般染 1~2min。

染色结果:

软骨基质、细胞浆	红色
----------	----

注意事项:

- 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。

有效期: 12个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
DG0005	糖原 PAS 染色液
DH0006	苏木素伊红(HE)染色液(醇溶)
DJ0001	普鲁士蓝染色液(核固红法)
DM0002	姬姆萨染色液(1:9)
TC1243	甘油三脂(TG)检测试剂盒(GPO-PAP 单试剂比色法)