

沙黄/藏红 T 水溶液(2%)

产品简介:

沙黄/藏红 T 水溶液(2%)主要由沙黄、去离子水组成,可用于布氏杆菌染色或其他用途。该试剂仅用于科研领域,不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	DM0070	Storage
	沙黄/藏红 T 水溶液(2%)		100ml
使用说明书		1 份	

自备材料:

- 1、载玻片、盖玻片、酒精灯、光学显微镜

操作步骤(仅供参考):

- 1、涂片:载玻片编号,于载玻片中央滴加 2~3 滴沙黄/藏红 T 水溶液(2%),加热至出现蒸汽,约 0.5~1min。
- 2、加盖洁净的盖玻片,轻轻按压制成压片。
- 3、光学显微镜在低倍、高倍或油镜下观察细菌形态。

注意事项:

- 1、涂片之前应事先在背面做好圆圈标记,以便判断后续试验的位置。
- 2、待检细菌培养时间会影响染色,阳性菌培养过长或已死亡或细菌溶解,都常呈阴性反应。
- 3、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 4、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
DF0135	组织细胞固定液(4% PFA)
TC1243	甘油三脂(TG)检测试剂盒(GPO-PAP 单试剂比色法)