

Church 缓冲液

产品简介:

Church 缓冲液属于核酸杂交缓冲液, 由 0.5M 磷酸盐缓冲液、SDS、EDTA、BSA 等组成, 不含蔗糖, 可用于核酸杂交实验。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	Storage
	NH0077	
Church 缓冲液	100ml	4°C
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、按实验具体要求操作。

注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 6 个月有效。低温运输, 4°C 保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
DG0005	糖原 PAS 染色液
NE0011	CTAB 抽提液
NH0043	SSC 缓冲液(20×, pH7.0)
NH0053	变性鲑鱼精 DNA(10mg/ml)
NR0001	DEPC 处理水(0.1%)
PW0082	丽春红 S 染色液(1×Ponceau S)
TC0699	葡植物总糖和还原糖检测试剂盒(DNS 比色法)