

TEA-Tricine-SDS 电泳粉剂(1×)

产品简介:

TEA-Tricine-SDS 电泳粉剂(1×)由 TEA、Tricine、SDS 等组成, 用于分离蛋白和多肽, 尤其适用于分离小分子量蛋白和多肽, 使用时需用蒸馏水或去离子水溶解, 调节其 pH 值接近 8.3 后使用, 其中 TEA 特指三乙醇胺。该试剂仅用于科研领域, 不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	PE0251	PE0251	Storage
	TEA-Tricine-SDS 电泳粉剂(1×)		1L	10×1L
使用说明书				1 份

操作步骤(仅供参考):

- 1、用 800ml 蒸馏水或去离子水溶解一份该粉剂, 调节其 pH 值接近 8.3, 补水至 1000ml。
- 2、在电泳装置内加入 TEA-Tricine-SDS 电泳缓冲液, 装配。

注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 24 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
DH0006	苏木素伊红(HE)染色液(醇溶)
NA0034	Tris-硼酸电泳缓冲液(5×TBE)
PE0025	SDS-PAGE 蛋白加样缓冲液(5×)
PT0001	BCA 蛋白定量试剂盒
PS0013	RIPA 裂解液(强)
PW0111	Super ECL Plus 超敏发光液
TC1243	甘油三脂(TG)检测试剂盒(GPO-PAP 单试剂比色法)