

## CAPS 转移缓冲液(中分子量)

### 产品简介:

Western 转移缓冲液又称蛋白印迹转移缓冲液或转膜缓冲液, 适用于 Western Blot 实验中把蛋白质转移到 PVDF 膜或硝酸纤维素(NC)膜上, 以便进行抗体的孵育和下游实验。

Leagene CAPS 转移缓冲液(中分子量)主要由 CAPS、DTT、甲醇等组成, 适用于中等分子量蛋白质(10~61KD)转移到 PVDF 膜或硝酸纤维素膜, 效果优于普通的 Western 转移缓冲液, 该试剂为 1×溶液, 直接使用。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	编号	PW0031	Storage
CAPS 转移缓冲液(中分子量)		500ml	4°C
使用说明书		1 份	

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、大多数蛋白质转移, 应置于 4°C 进行, 以防止蛋白降解。

### 注意事项:

- 1、密闭保存, 开启后尽快用完。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

**有效期:** 6 个月有效。低温运输, 4°C 保存。

### 相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
PS0013	RIPA 裂解液(强)
PE0103	Acr-Bis(30%,29:1)
PW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
PW0060	通用显影液
PW0084	丽春红 S 染色储存液(10×Ponceau S)
TO1013	丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)