

pH 计电极保护液

产品简介:

pH 计电极经过长期酸碱腐蚀或保存于不恰当的溶液中, 容易产生老化现象, Leagene pH 计电极保护液可以很好的保护 pH 计电极。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称 \ 编号	R00130	R00130	R00130	Storage
pH 计电极保护液	50ml	100ml	500ml	RT
使用说明书	1 份			

操作步骤(仅供参考):

- 1、按实验具体要求操作。
- 2、一般用超纯水彻底清洗电极后, 浸泡于 pH 计电极保护液。
- 3、使用电极时, 应先用超纯水彻底清洗电极, 再进行 pH 的测量。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 36 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
CC0005	磷酸缓冲盐溶液(1×PBS,无钙镁)
DC0032	Masson 三色染色液
IH0143	PBS 磷酸盐缓冲液(0.1mol/L,pH7.2-7.4)
PE0080	Tris-HCl 缓冲液(1mol/L,pH6.8)
PW0040	Western blot 一抗稀释液
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)