

## 草酸钾-氟化钠抗凝剂

### 产品简介:

草酸钾能与血液中的钙离子结合形成螯合物,从而阻止血液凝固,草酸钾与氟化钠联合使用不仅可以抗凝而且能够抑制葡萄糖分解。Leagene 草酸钾-氟化钠抗凝剂特别适用于葡萄糖检测的血液抗凝。该试剂仅适用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	编号	
	R10112	Storage
草酸钾-氟化钠抗凝剂	100ml	RT
使用说明书	1份	

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、一般情况下应 20 ~ 30 倍稀释后使用,即 0.1ml 的草酸钾-氟化钠抗凝剂可抗凝 2 ~ 3ml 血液。

### 注意事项:

- 1、注意无菌操作,避免微生物污染。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。

**有效期:** 12 个月有效。

### 相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
NH0043	SSC 缓冲液(20×,pH7.0)
NR0001	DEPC 处理水(0.1%)
NR0042	RNase A(10mg/ml,DNase free)
TE0002	碱性磷酸酶(ALP)检测试剂盒(PNP 微板法)