

YT 培养基粉剂(2×)

产品简介：

YT 培养基可用于多种细菌培养。Leagene YT 培养基粉剂(2×)主要由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠等组成，其浓度比常规 LB 培养基高，溶于无菌水即可使用，如果严格要求无菌，应经 15psi 高压灭菌 20min。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

名称	编号	CM0037	Storage
YT 培养基粉剂(2×)		1L	RT
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)：

1、根据实验具体要求操作，溶于无菌水并加入合适的抗菌素和菌种进行培养。

注意事项：

- 1、注意无菌操作，尽量避免污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：24 个月有效。