

## 人工胃液(USP)

### 产品简介：

Leagene 人工胃液(USP)其英文表述为 Simulated Gastric Fluid，是模拟胃液的组分和 pH 值的一种溶液，采用美国药典表述，人工胃液主要由氯化钠、稀酸、胃蛋白酶等组成，未经无菌处理，可用于胶囊剂、肠溶片、滴丸剂等检测，尤其适用于以明胶为基质的软胶囊和滴丸的检测。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成：

名称	编号	CZ0210	Storage
	人工胃液(USP)		500ml
使用说明书		1 份	

### 操作步骤(仅供参考)：

1、应根据具体实验要求操作。

### 注意事项：

- 1、人工胃液(USP)为非无菌溶液，如有无菌要求，应注意 0.22 $\mu$ m 过滤除菌操作。
- 2、人工胃液(USP)避免反复冻融，以免效率下降。
- 3、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。
- 4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**12 个月有效；低温运输，-20°C 保存。