

肉汤固体培养基(CM)

产品简介:

肉汤培养基(CM)含有一般细菌生长繁殖所需要的最基本的营养物质,是最经典的细菌培养基之一,简称CM培养基,可以用于各种细菌培养。

Leagene 肉汤固体培养基(CM)主要由0.5%牛肉膏、1%蛋白胨、0.5%氯化钠、琼脂粉等组成,pH值为7.2~7.4,经15psi高压灭菌20min,多用于细菌的培养。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	
	CM0375	Storage
肉汤固体培养基(CM)	500ml	4°C
使用说明书	1份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、用热水浴将肉汤固体培养基(CM)加热助溶后分装入无菌的试管中,制成斜面培养基,冷藏备用。
- 2、用接种环取少量实验菌体,接种于肉汤固体培养基(CM)中,置于37°C培养过夜。
- 3、根据实验具体要求进行后续实验。

注意事项:

- 1、注意无菌操作,尽量避免污染。
- 2、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。
- 3、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。低温运输,4°C保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
CA0005	氨苄青霉素溶液(Ampicillin,50mg/ml)
CM0025	SOC培养基(PH7.0)
DH0006	苏木素伊红(HE)染色液(醇溶)
NR0003	Lezol(总RNA提取试剂)
PE0018	SDS-PAGE凝胶配制试剂盒
TC1167	尿素(Urea)检测试剂盒(脲酶波氏比色法)