

## Tris-甘氨酸电泳缓冲液(10×)

### 产品简介:

Tris-甘氨酸电泳缓冲液又称 SDS-PAGE 电泳缓冲液, 1×工作液中含有 25mM Tris、250mM 甘氨酸、1%SDS。Tris-甘氨酸电泳缓冲液是常用的蛋白质电泳缓冲液, 该试剂是 10 倍浓缩的溶液, 主要由 250mM Tris、2.5M 甘氨酸、10%SDS 组成, 使用时需用蒸馏水或去离子水稀释 10 倍后使用。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	编号	PE0093	Storage
	Tris-甘氨酸电泳缓冲液(10×)		500ml
使用说明书			1 份

### 操作步骤(仅供参考):

1、用蒸馏水或去离子水稀释到 1×后使用。

### 注意事项:

- 1、Tris-甘氨酸电泳缓冲液(10×)不如 5×的稳定, 偶尔会产生浑浊或沉淀, 出现上述情况, 可加热溶解后使用。
- 2、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 4、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

**有效期:** 12 个月有效。

### 相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
NA0016	MOPS 电泳缓冲液(10×,RNase free)
NA0034	Tris-硼酸电泳缓冲液(5×TBE)
PT0001	BCA 蛋白定量试剂盒
PE0103	Acr-Bis(30%,29:1)
PW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
TC0699	植物总糖和还原糖检测试剂盒(DNS 比色法)