

## 人工结肠(无菌)

### 产品简介：

Leagene 人工结肠液(无菌)其英文表述为 Artificial colonic fluid, 是模拟结肠液的组分和 pH 值的一种溶液, 人工结肠液(无菌)主要由磷酸盐、氨水等组成, 经无菌处理。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成：

名称	编号	CZ0206	Storage
人工结肠液(无菌)		500ml	RT
使用说明书		1 份	

### 操作步骤(仅供参考)：

1、根据具体实验要求操作。

### 注意事项：

- 人工结肠液(无菌)为无菌溶液, 如有无菌要求, 注意无菌操作。
- 人工结肠液(无菌)需密闭保存, 一旦开封应立即使用, 否则效率下降。
- 试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**12 个月有效。