

人工胃液(ChP)

产品简介：

Leagene 人工胃液(ChP)其英文表述为 Simulated Gastric Fluid，是模拟胃液的组分和 pH 值的一种溶液，采用中国药典表述，人工胃液(ChP)主要由稀酸、胃蛋白酶等组成，未经无菌处理，可用于胶囊剂、肠溶片、滴丸剂等检测，尤其适用于以明胶为基质的软胶囊和滴丸的检测。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

名称	编号	Storage
	人工胃液(ChP)	CZ0212
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)：

1、应根据具体实验要求操作。

注意事项：

- 人工胃液(ChP) 为非无菌溶液，如有无菌要求，应注意 0.22 μ m 过滤除菌操作。
- 人工胃液(ChP)避免反复冻融，以免效率下降。
- 试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期： 12 个月有效；低温运输，-20°C 保存。